



SURGICAL DRESSING CEMENT

INSTRUCTIONS FOR USE

English
Español
Français



 CONAMCO, S.A. de C.V.
José Ma. Bustillos No. 28-Bis, 1st. and 2nd. Floor.
Col. Algarín, Alcaldía Cuauhtémoc.
P.C. 06880, Mexico City, Mexico.

 Ivonne Richaud.
Travessera de Gracia Street No. 315, 2nd.-1st.
P.C. 08025, Barcelona, Spain.

Rev: "0" / 21 JUL 2025

SURGICAL DRESSING CEMENT

ENGLISH

PRODUCT DESCRIPTION:

ZOE Cements are a family of products made with Zinc oxide powder (some with strengtheners and accelerators) and eugenol liquid. Eugenol is the essence of cloves. ZOE cements are generally used as temporary cements with expected duration. ZOE Surgical Dressing cement is made by reinforcing the liquid eugenol with resins and oil made out Zinc oxide to produce a convenient coverage system which sets slowly for post oral surgery.

CLINICAL BENEFITS:

- Eugenol has a sedative effect that relieves pain and inflammation.
- Eugenol inhibits the formation of bacteria.
- It has good thermal insulation.
- It is economical and easy to use.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS:

- Good sealing in temporary restorations, helping to protect the dentin/pulp.
- Its mechanical properties (low resistance) facilitate removal.
- It has no negative effect on bond strength (only if used with light-curing resin).
- Does not contain asbest.

COLOR: Transparent

INTENDED USE: For temporary cementation and filling.

INDICATIONS:

Surgical Dressing Cement is used to serve as a protective covering over operated or treated areas to prevent contact with irritating or infecting substances, dry sockets, periodontal surgery, immediate dentures, temporary filling, temporary cements, and extractions.

INTENDED USER: Dental professionals only with an academic degree, experience, and training for use

dental materials, it must be manipulated by a dental professional only.

PATIENT POPULATION: All patients of any age, gender, weight, or ethnicity, with permanent dentition, who, for different reasons, must make restorations with Medental Surgical Dressing Cement.

PRECAUTIONS: Some patients may present allergy to the components of the formula, in this case, suspend it use.

Keep away from Sunlight.

Keep away from rain.

Keep away the reach of children.

Keep away from heat or sparks.

Temperature limit between 4°C and 24°C.

Fragile.

Non-Sterile.

Does not require refrigeration.

Only for professional dental use.

Room temperature before use. It does not require cold chain to transport.

Do not use after date of expiry.

CONTRAINDICATIONS:

- The material described must not be used when the application techniques are not possible.
- It is recommended not to apply or remove it completely if light-curing resins are used, since eugenol inhibits polymerization.
- It is not recommended if a strong and long-lasting bond is required.
- Do not use in people allergic to eugenol.
- Do not use in deep cavities near the nerve.

COMPOSITION: Zinc Oxide, Talc, Resinall, Eugenol, Propanol, Synthetic Camphor.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Note: In the following instructions the cement should be left in place in sockets, on dentures, over treated or operated areas, a required number of days as suggested in the techniques. The reason for this is to allow sufficient time for healing because premature removal will disturb new granulations. However, there is a difference of opinion among dentists as to the

length of time Dressing Cement should be left in place. When the use of Dressing Cement is recommended in sockets or as a covering over wounds it is understood that the material must be removed by the dentist. If a socket, contrary to the directions, were packed tightly with gauze or cotton impregnated with Dressing Cement and the packing left in place too long, healing would materially be delayed. Consequently, the packing should not be left in place longer than specified time, maximum two weeks, and the patients should always be instructed to return to have the pack removed. Cement for Dressing is manufactured to set slowly out of the mouth, so as to give sufficient time for manipulation as is required in periodontal surgery for instance, but sets quickly in the mouth on contact with blood or saliva.

- A. **TO MIXING:** Whether mixed thin or applied on gauze into sockets or mixed thick as required following periodontal surgery. Dressing Cement should be thoroughly mixed. The powder must be properly incorporated into the liquid and thoroughly spatulated. Take time and mix properly. If a few drops of water are added to accelerate setting as required in some cases, this should be done after the pack has been thoroughly mixed. After the water is added, the pack should again be thoroughly spatulated to ensure uniform setting.
- B. **TEMPORARY FILLINGS:** Mix Dressing Cement very thick, incorporating a little cotton if desirable, and pack tightly in to the cavity.
- C. **TEMPORARY CEMENT:** Mix thin and apply freely into the cavity and on the inside surface on the inlay of crown. Add a drop of water to finished mix to accelerate setting.
Before applying Dressing Cement into crown or tight fixing inlays, place a thin film of wax on the cavity surface of the crown or inlay. It can be easily removed by first heating with a hot instrument to soften the wax lining.

D. EXTRACTIONS: Mix thin and apply on a strip of gauze or cotton string and place lightly into the socket so as to form for the blood clot. Do not pack tightly. Leave in place 3 to 7 days.

E. DRY SOCKETS: Carefully remove debris and fill socket with Dressing Cement Liquid. Mix cement thin and apply on a strip of gauze or cotton string and place lightly into the socket. Leave in place 3 to 7 days if patient is comfortable. It may be necessary to replace the packing. In which case repeat the procedure described, but it is not advisable to renew the pack for at least 24 hours. Do not pack tightly.

F. PERIODONTAL SURGERY: Following surgery, mix Dressing Cement very thick and add approximately the same amount of tannic acid powder (the use of tannic acid is optional) by bulk and thoroughly incorporate into the mass. Apply interproximally, packing toward the contact points and force the pack thoroughly onto the lingual surfaces. Cover all operated areas and lock in place by pressure of the thumb and forefinger. Leave in place 7 to 10 days.

G. VICENT'S INFECTION: Treat and medicate as is your custom thin pack over treated areas with thick mix of Dressing Cement into which has been incorporated 1/6 part of silver iodide powder. Pack as, directed for periodontal surgery interproximally. If possible, leave in place 7 to 10 days.

H. IMMEDIATE DENTURES: Mix Dressing Cement heavy, but soft enough that it will flow under pressure. Instruct patient in usual cheek, lip and tongue manipulations and maintain bite firmly until pack sets. Add a few drops of water to accelerate setting.

I. TEMPORARY REBASES: Mix and apply as for immediate dentures.

CONSERVATION:

- Close the package immediately after dispensing the product.

- To prevent deterioration of material, keep bottle and jar tightly closed when not in use.

WARNINGS and PRECAUTIONS: In case of any change on the original function of the product, stop using it and contact the manufacturer.

- Read carefully and follow all instructions.

- It may cause mild pulp irritation or inflammation immediately after its application.

- It can cause local allergies and contact dermatitis. Its clinical use is relatively safe if handled properly.

- It is recommended to thoroughly clean the remnants before using the final cement or resin.

- Should not be used as a permanent cement.

- Should not be used if a strong bond is required.

- In deep cavities, place a protective intermediate base to avoid irritation.

- Before the use of these products always use rubber dam gloves and protective glasses.

- In case of contact with the eye, wash immediately with plenty of water for at least 15 minutes and if the irritation persists consult a doctor.

- In case of contact with skin wash the area with soap and water.

- The product should not be ingested or aspirated. If accidentally swallowing induces vomiting immediately and get medical attention. In case of inhalation, clean your nose with water and seek medical assistance.

- Ask for patient to rinse his mouth immediately after treatment.

- The product is designed to be used at room temperature.

WARRANTY: If the use of this product on a patient or anyone else causes some anomaly, please send detailed report to: Conamco, SA de CV email:

atencionclientes@conamcosacv.com.mx

Warranty: MEDENTAL INTERNATIONAL and/or CONAMCO SA de CV warranty the product against any fault of manufacturing of the material. MEDENTAL INTERNATIONAL AND/OR CONAMCO SA de CV does not take responsibility for the use of the product

outside of what is specified in this instruction sheet. Being the only obligation is the replacement of defective product. The summary of Safety and clinical Performance (SSCP) can be retrieved from the European Database on Medical Devices (EUDAMED) at: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

DISPOSAL CONSIDERATIONS:

New, clean nitrile gloves should be worn.

- 1) *Removal of excess.*
 - Fresh (before complete setting): Remove with a probe or spatula. recommends cleaning immediately.
 - Setting: Using cement chisels, curettes or metal excavators with controlled movements, pass waxed dental floss in interproximal areas, pulling downwards to avoid fracturing restorations.
- 2) *Removal under restorations or crowns.*
 - It is not possible to remove it without removing the restoration; in these cases, the crown must be sectioned with a carbide/diamond bur and the tooth cleaned manually or with ultrasound.

*In both cases, it is recommended to protect soft tissues, work with good lighting, and use a magnifying glass to identify cement residues.

- 3) Dispose of with solid waste in accordance with the regulations of each country.

FEATURES CLAIMS: Zinc oxide and eugenol-based cements are used as short- and medium-term temporary cements. ZOE cements are effective in the short- and medium-term clinical setting (reinforced with hardener). Their main characteristic is their sedative and antibacterial effect. Since they are not used as permanent cements, they are easy to remove, but their performance is short-term, so it is recommended not to leave too much time between the temporary and permanent restorations. It is necessary to ensure that no excess fluid remanent to ensure adhesion of the final restorative material, especially if they are light-curing resins. To take good care of the restoration, it is recommended to avoid biting on very hard things so that this material does not splinter. Also

moderate the consumption of highly pigmented foods such as coffee and wine, as well as maintain good dental hygiene and dental use protector if the patient has Bruxism.

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Los Cementos ZOE son una familia de productos elaborados con Óxido de Zinc polvo (algunos con fortalecedores y aceleradores) y eugenol líquido. El eugenol es la esencia de clavo. Los cementos ZOE se utilizan generalmente como cementos temporales con la expectativa de corta duración. El cemento para apósitos quirúrgicos ZOE se fabrica reforzando el eugenol líquido con resinas y aceites elaborados con óxido de zinc para producir un sistema de cobertura conveniente que fragua lentamente para la cirugía oral posterior.

BENEFICIOS CLÍNICOS:

- El eugenol tiene efecto sedante que alivia el dolor y la inflamación.
- El eugenol inhibe la formación de bacterias.
- Tiene buen aislamiento térmico.
- Es económico y fácil de usar.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO:

- Buen sellado en restauraciones temporales, lo que ayuda a proteger la dentina/pulpa.
- Sus propiedades mecánicas (baja resistencia) facilitan la remoción.
- No tiene efecto negativo en la fuerza de unión (sólo si se utiliza con resina fotopolimerizable).

COLOR: Transparente

USO PREVISTO: Para cementación y relleno temporal. Cementación temporal.

INDICACIONES:

El cemento para apósito quirúrgico se utiliza para servir como cubierta protectora sobre áreas operadas o tratadas para evitar el contacto con sustancias irritantes o infecciosas, alvéolos secos, cirugía periodontal,

dentaduras postizas inmediatas, empastes temporales, cementos temporales y extracciones.

USUARIO DESTINADO: Sólo profesionales odontológicos con título académico, experiencia y formación para el uso de materiales odontológicos, los mismos deben ser manipulados únicamente por un profesional odontológico.

POBLACIÓN DE PACIENTES: Todos los pacientes de cualquier edad, género, peso o etnia, con dentición permanente, que por diferentes motivos deban realizarse restauraciones con Medental Cemento Quirúrgico.

PRECAUCIONES: Algunos pacientes pueden presentar alergia a los componentes de la fórmula, en cuyo caso se debe suspender su uso.

Mantener alejado de la luz solar.

Mantener alejado de la lluvia.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado del calor o chispas.

Temperatura límite entre 4°C y 24°C.

Frágil.

No estéril.

No requiere refrigeración.

Solo para uso profesional dental.

Temperatura ambiente antes de su uso.

No requiere cadena de frío para el transporte.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

CONTRAINDICACIONES:

- El material no debe utilizarse cuando las técnicas de aplicación descritas no sean posibles.
- Se recomienda no aplicarlo o removerlo completamente si se utilizan resinas fotopolimerizables, ya que el eugenol inhibe la polimerización.
- No es recomendable si se requiere de una unión fuerte y de duración prolongada.
- No se utilice en personas alérgicas al eugenol.
- No se utilice en cavidades profundas cercanas al nervio.

COMPOSICIÓN: Óxido de zinc, talco, resina, eugenol, propanol, alcafor sintético.

INSTRUCCIONES DE USO:

Nota: En las siguientes instrucciones, el cemento debe permanecer en alvéolos, prótesis dentales y zonas sobretratadas u operadas durante el número de días recomendado, según lo sugerido en las técnicas. Esto se debe a que el tiempo de curación es suficiente, ya que una extracción prematura perturbará la formación de nuevas granulaciones. Sin embargo, existe discrepancia entre los dentistas sobre el tiempo que debe permanecer el cemento de apósito. Cuando se recomienda el uso de Cemento de Apósito en alvéolos o como recubrimiento de heridas se entiende que el material deberá ser retirado por el odontólogo. Si, contrariamente a las instrucciones, se tapó un alvéolo con gasa o algodón impregnado en cemento para apósitos y se dejó colocado demasiado tiempo, la cicatrización se retrasaría considerablemente. Por lo tanto, el taponamiento no debe permanecer colocado más tiempo del especificado, máximo dos semanas, y siempre se debe indicar al paciente que regrese para que se lo retiren. El cemento para apósitos está fabricado para fraguar lentamente fuera de la boca, de modo de dar tiempo suficiente para la manipulación necesaria en la cirugía periodontal, por ejemplo, pero fragua rápidamente en la boca al entrar en contacto con sangre o saliva.

A. MEZCLA: Ya sea mezclado en una capa fina, aplicado sobre una gasa en los alvéolos o mezclado en una capa espesa según sea necesario después de una cirugía periodontal, el cemento para apósitos debe mezclarse bien. El polvo debe integrarse bien en el líquido y espatularse con precisión. Tómese su tiempo y mezcle bien. Si se añaden unas gotas de agua para acelerar el fraguado, como se requiere en algunos casos, esto debe hacerse después de que el paquete esté bien mezclado. Después de añadir el agua, el paquete debe volver a espatularse completamente para asegurar un fraguado uniforme.

B. RELLENOS TEMPORALES: Mezcle el cemento para aderezo muy espeso, incorporando un poco

de algodón si lo desea, y apriételo firmemente en la cavidad.

C. CEMENTO TEMPORAL: Mezcle bien y aplique generosamente en la cavidad y en la superficie interior de la incrustación de la corona. Añada una gota de agua a la mezcla final para acelerar el fraguado. Antes de aplicar el cemento de apósito en coronas o incrustaciones de fijación firme, coloque una fina capa de cera sobre la superficie de la cavidad de la corona o incrustación. Se retira fácilmente calentando previamente con un instrumento caliente para ablandar la cera.

D. EXTRACCIONES: Mezcle una solución diluida y aplíquela sobre una tira de gasa o hilo de algodón. Colóquela suavemente en el alvéolo para formar el coágulo. No la apriete demasiado. Déjela actuar de 3 a 7 días.

E. ALVÉOLOS SECOS: Retire con cuidado los residuos y rellene el alvéolo con cemento líquido para apósitos. Mezcle el cemento hasta obtener una solución diluida, aplíquelo sobre una tira de gasa o hilo de algodón y colóquelo suavemente en el alvéolo. Déjelo colocado de 3 a 7 días si el paciente se siente cómodo. Podría ser necesario cambiar el apósito. En ese caso, repita el procedimiento descrito, pero no se recomienda cambiar el apósito hasta dentro de al menos 24 horas. No lo apriete demasiado.

F. CIRUGÍA PERIODONTAL: Después de la cirugía, mezcle el cemento para apósitos con una consistencia muy espesa y agregue aproximadamente la misma cantidad de ácido tánico en polvo (el uso de ácido tánico es opcional) en bloque e incorpórelo completamente a la mezcla. Aplique interproximalmente, aplicando el apósito hacia los puntos de contacto y presionando bien sobre las superficies linguales. Cubra todas las áreas operadas y fíjelo presionando con el pulgar y el índice. Déjelo actuar de 7 a 10 días.

G. INFECCIÓN DE VICENT: Trate y medique según su costumbre. Aplique una compresa fina sobre las áreas tratadas con una mezcla espesa de cemento para apósitos, a la que se le ha incorporado 1/6 parte de polvo de yoduro de plata. Aplique la compresa según las indicaciones para cirugía periodontal interproximalmente. Si es posible, déjela actuar de 7 a 10 días.

H. DENTADURAS POSTIZAS INMEDIATAS: Mezcle el cemento para apósitos denso, pero lo suficientemente suave como para que fluya bajo presión. Instruya al paciente sobre las manipulaciones habituales de mejillas, labios y lengua, y mantenga la mordida firme hasta que el apósito fragüe. Añada unas gotas de agua para acelerar el fraguado.

I. REBASES TEMPORALES: Mezclar y aplicar como para dentaduras postizas inmediatas.

CONSERVACIÓN:

- Cerrar el envase inmediatamente después de dispensar el producto.
- Para evitar el deterioro del material, mantenga la botella y el frasco bien cerrados cuando no estén en uso.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: En caso de cualquier cambio en la función original del producto, deje de usarlo y comuníquese con el fabricante.

- Lea atentamente y siga todas las instrucciones.
- Puede causar irritación o inflamación pulpar leve inmediatamente después de su aplicación.
- Puede provocar alergias locales y dermatitis de contacto. Su uso clínico es relativamente seguro si se maneja adecuadamente.
- Se recomienda limpiar bien los remanentes antes de utilizar el cemento o resina definitiva.
- No debe utilizarse como cemento permanente.
- No debe utilizarse si se requiere de unión fuerte.
- En cavidades profundas, coloque una base intermedia protectora para evitar irritación.
- Antes de utilizar estos productos utilice siempre guantes de goma y gafas protectoras.

- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y si la irritación persiste consultar a un médico.

- En caso de contacto con la piel lavar la zona con agua y jabón.

-El producto no debe ingerirse ni aspirarse. En caso de ingestión accidental provoca vómitos, busque atención médica de inmediato.

-En caso de inhalación, lávese la nariz con agua y busque atención médica.

- Pídale al paciente que se enjuague la boca inmediatamente después del tratamiento.

- El producto está diseñado para ser utilizado a temperatura ambiente.

GARANTÍA: Si el uso de este producto en un paciente o cualquier otra persona ocasiona alguna anomalía, por favor enviar informe detallado a: Conamco, SA de CV correo electrónico:

atenciónclientes@conamcosacv.com.mx

Garantía: MEDENTAL INTERNATIONAL y/o CONAMCO SA de CV garantizan el producto contra cualquier defecto de fabricación del material. MEDENTAL INTERNATIONAL y/o CONAMCO SA de CV no se responsabilizan por el uso del producto fuera de lo especificado en este instructivo. Su única obligación es el reemplazo del producto defectuoso. El resumen de seguridad y rendimiento clínico (SSCP) se puede obtener del sitio web europeo Base de datos sobre productos sanitarios (EUDAMED) en: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN: Se deben utilizar guantes de nitrilo nuevos y limpios.

1) *Eliminación del exceso.*

- Fresco (antes de que fragüe por completo): Retírelo con una sonda o espátula. Se recomienda limpiarlo inmediatamente.

- Ajuste: Utilizando cincheles de cemento, curetas o excavadores metálicos con movimientos controlados, pasar hilo dental encerado en las zonas interproximales,

tirando hacia abajo para evitar fracturar las restauraciones.

2) *Remoción debajo de restauraciones o coronas.*

- No es posible retirarlo sin retirar la restauración, en estos casos se debe seccionar la corona con una fresa de carburo/diamante y limpiar el diente manualmente o con ultrasonido.

*En ambos casos se recomienda proteger los tejidos blandos, trabajar con buena iluminación y utilizar una lupa para identificar residuos de cemento.

3) Disponer junto con los residuos sólidos de acuerdo a la normativa de cada país.

CARACTERÍSTICAS AFIRMACIONES: Los cementos a base de Óxido de Zinc y Eugenol se utilizan como cementos temporales de corta y mediana duración. Los cementos ZOE son efectivos en el contexto clínico a corto y mediano plazo (reforzados con endurecedor) La característica principal es su efecto sedativo y antibacteriano. Al no utilizarse como definitivos, son de fácil remoción, pero su rendimiento es de corto plazo, por lo que se recomienda no dejar pasar mucho tiempo entre la restauración temporal y la definitiva. Es necesario asegurarse de que no queden remanentes para asegurar la adherencia del material de restauración definitiva, especialmente si son resinas fotocurables. Para cuidar bien la restauración, se recomienda evitar morder objetos muy duros para evitar que el material se astille. También se recomienda moderar el consumo de alimentos con alta pigmentación, como el café y el vino, así como mantener una buena higiene dental y usar protector dental si el paciente presenta bruxismo.

FRANÇAIS

DESCRIPTION DU PRODUIT:

Les ciments ZOE sont une famille de produits à base d'oxyde de zinc poudre (certains avec des renforteurs et des accélérateurs) et eugénol liquide. L'eugénol est le essence de clou de girofle. Les ciments ZOE sont généralement utilisés comme ciments temporaires avec les durée Le ciment pour pansement chirurgical ZOE est fabriqué en renforçant l'eugénol liquide avec résines et huile à base d'oxyde de zinc pour produire un système de couverture pratique qui durcit lentement pour une chirurgie post-orale.

AVANTAGES CLINIQUES:

- L'eugénol a un effet sédatif qui soulage la douleur et l'inflammation.

- L'eugénol inhibe la formation de bactéries.

- Il a une bonne isolation thermique.

- Il est économique et facile à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE:

- Bien vendu dans les restaurations temporelles, cela aide à protéger la dentine/pulpe. • Vos propriétés mécaniques (basse résistance) facilitent le retrait. • Il n'y a aucun effet négatif sur la force de l'union (seulement si elle est utilisée avec de la résine photopolymérisable).

- Ne contient pas d'amiante.

COULEUR: Transparent

UTILISATION PRÉVUE: Pour le scellement et le remplissage temporaires.

INDICATIONS

Le ciment de pansement chirurgical est utilisé pour servir de revêtement protecteur sur les zones opérées ou traitées afin d'éviter le contact avec des substances irritantes ou infectieuses, les alvéoles sèches, la chirurgie parodontale, les prothèses dentaires immédiates, les obturations temporaires, les ciments temporaires et les extractions.

UTILISATEUR PRÉVU: Professionnels dentaires uniquement avec un diplôme universitaire, une expérience et une formation pour l'utilisation des matériaux dentaires, ils doivent être manipulés par un professionnel dentaire uniquement.

POPULATION DE PATIENTS: Tous les patients de tout âge, sexe, poids ou origine ethnique, avec une dentition

permanente, qui, pour différentes raisons, doivent être restaurés avec le Medental Ciment ZOE Root Canal Sealer.

PRÉCAUTIONS:

Certains patients peuvent présenter une allergie aux composants de la formule, dans ce cas, suspendez son utilisation.

Tenir à l'abri du soleil et de la pluie. Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur et des étincelles.

La température doit être comprise entre 4 °C et 24 °C. Fragile.

Non stérile.

Ne nécessite pas de réfrigération.

Réservé à un usage dentaire professionnel.

Conserver à température ambiante avant utilisation. Transport sans chaîne du froid.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

CONTRE-INDICATIONS:

- Le matériel décrit ne doit pas être utilisé lorsque les techniques d'application ne sont pas possibles.
- Il est recommandé de ne pas l'appliquer ou de le retirer complètement si des résines photopolymérisables sont utilisées, car l'eugénol inhibe la polymérisation.
- Il n'est pas recommandé si une liaison solide et durable est requise.
- Ne pas utiliser chez les personnes allergiques à l'eugénol.
- Ne pas utiliser dans les cavités profondes à proximité du nerf.

COMPOSITION: Oxyde de zinc, talc, résinall, eugénol, propanol, camphre synthétique.

MODE D'EMPLOI:

Note: Dans les instructions suivantes, le ciment doit être laissé en place dans les alvéoles, sur les prothèses dentaires, sur les zones traitées ou opérées, pendant le nombre de jours recommandé par les techniques. Ceci afin de laisser suffisamment de temps à la cicatrisation,

car un retrait prématuré perturberait les nouvelles granulations. Cependant, les avis des dentistes divergent quant à la durée de conservation du ciment de pansement. Lorsque l'utilisation de ciment de pansement est recommandée dans les alvéoles ou comme revêtement sur les plaies, il est entendu que le matériau doit être retiré par le dentiste. Si, contrairement aux instructions, une alvéole était remplie de gaze ou de coton imprégné de ciment pour pansement et que le pansement restait en place trop longtemps, la cicatrisation serait sensiblement retardée. Par conséquent, le pansement ne doit pas être laissé en place plus longtemps que prévu, maximum deux semaines, et il faut toujours demander au patient de revenir pour le faire retirer. Le ciment pour pansement est fabriqué pour prendre lentement hors de la bouche, afin de donner suffisamment de temps pour la manipulation comme cela est nécessaire en chirurgie parodontale par exemple, mais prend rapidement dans la bouche au contact du sang ou de la salive.

A. MÉLANGE: Le ciment pour pansement doit être mélangé finement, appliqué sur une compresse dans les alvéoles ou, si nécessaire, en couche épaisse après une chirurgie parodontale. Il doit être soigneusement mélangé. La poudre doit être bien incorporée au liquide et soigneusement spatulée. Prenez votre temps et mélangez correctement. Si quelques gouttes d'eau sont ajoutées pour accélérer la prise, comme cela est parfois nécessaire, il est conseillé de le faire après avoir bien mélangé le pack. Après l'ajout d'eau, le pack doit être à nouveau soigneusement spatulé pour assurer une prise uniforme.

B. OBTURATIONS TEMPORAIRES: Mélangez le ciment de pansement très épais, en incorporant un peu de coton si vous le souhaitez, et tassez fermement dans la cavité.

C. CIMENT TEMPORAIRE: Mélanger finement et appliquer généreusement dans la cavité et sur la surface intérieure de l'incrustation de la couronne. Ajouter une goutte d'eau au mélange final pour accélérer la prise. Avant d'appliquer le ciment de

pansement sur une couronne ou une incrustation à fixation serrée, déposez une fine couche de cire sur la surface de la cavité de la couronne ou de l'incrustation. Elle peut être facilement retirée en la chauffant d'abord avec un instrument chaud pour ramollir le revêtement de cire.

D. EXTRACTIONS: Mélanger finement et appliquer sur une bande de gaze ou un fil de coton, puis insérer délicatement dans l'alvéole pour former le caillot. Ne pas tasser. Laisser en place 3 à 7 jours.

E. ALVÉOLES SÈCHES: Retirer soigneusement les débris et combler l'alvéole avec du ciment pour pansement liquide. Mélanger finement le ciment, l'appliquer sur une bande de gaze ou un fil de coton et le placer délicatement dans l'alvéole. Laisser en place 3 à 7 jours si le patient est à l'aise. Il peut être nécessaire de remplacer le pansement. Dans ce cas, répéter la procédure décrite, mais il est déconseillé de renouveler le pansement avant au moins 24 heures. Ne pas trop serrer le pansement.

F. CHIRURGIE PARODONTALE: Après l'intervention, mélanger le ciment pour pansement jusqu'à obtenir une consistance très épaisse et ajouter environ la même quantité de poudre d'acide tannique (l'utilisation d'acide tannique est facultative) en vrac, puis incorporer soigneusement à la masse. Appliquer en interproximal, en tassant vers les points de contact et en pressant fermement le pansement sur les surfaces linguales. Recouvrir toutes les zones opérées et maintenir en place par pression du pouce et de l'index. Laisser en place 7 à 10 jours.

G. L'INFECTION DE VICENT: Appliquer le pansement mince sur les zones traitées, conformément à votre pansement personnalisé, avec un mélange épais de ciment de pansement additionné de 1/6 de poudre d'iode d'argent. Appliquer le pansement interproximal selon les instructions pour la chirurgie parodontale. Si possible, laisser en place 7 à 10 jours.

H. PROTHÈSES DENTAIRES IMMÉDIATES: Mélanger le ciment pour pansement de manière épaisse, mais suffisamment souple pour couler sous pression.

Expliquer au patient les manipulations habituelles des joues, des lèvres et de la langue, et maintenir fermement la mâchoire jusqu'à la prise du pansement. Ajouter quelques gouttes d'eau pour accélérer la prise.

I. REBAS TEMPORAIRES: Mélanger et appliquer comme pour les prothèses dentaires immédiates.

CONSERVATION:

-Refermer l'emballage immédiatement après distribution du produit.

- Pour éviter la détérioration du matériau, gardez la bouteille et le pot bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS: En cas de modification de la fonction d'origine du produit, cessez de l'utiliser et contactez le fabricant.

- Lisez attentivement et suivez toutes les instructions

- Il peut provoquer une légère irritation ou inflammation de la pulpe immédiatement après son application.

- Il peut provoquer des allergies locales et des dermatites de contact.

- Son utilisation clinique est relativement sûre si elle est manipulée correctement.

- Il est recommandé de bien nettoyer les restes avant d'utiliser le ciment ou la résine finale.

- Ne doit pas être utilisé comme ciment permanent.

- Ne doit pas être utilisé si une liaison forte est requise.

- Dans les cavités profondes, placer une base intermédiaire protectrice pour éviter les irritations.

- Avant l'utilisation de ces produits, utilisez toujours des gants en caoutchouc et des lunettes de protection.

- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et si l'irritation persiste, consulter un médecin.

- En cas de contact avec la peau, laver la zone avec de l'eau et du savon.

- Le produit ne doit pas être ingéré ni aspiré. En cas d'ingestion accidentelle provoquant des vomissements, consulter immédiatement un médecin.

- En cas d'inhalation, se rincer le nez à l'eau et consulter un médecin.

- Demandez au patient de se rincer la bouche immédiatement après le traitement.

- Le produit est conçu pour être utilisé à température ambiante.

GARANTIE: Si l'utilisation de ce produit sur un patient ou sur une autre personne provoque une anomalie, veuillez envoyer un rapport détaillé à: Conamco, SA de CV email: atencionclientes@conamcosacv.com.mx

Garantie: MEDENTAL INTERNATIONAL et/ou CONAMCO SA de CV garantissent le produit contre tout défaut de fabrication. MEDENTAL INTERNATIONAL et/ou CONAMCO SA de CV déclinent toute responsabilité en cas d'utilisation du produit non conforme aux instructions de cette notice. Leur seule obligation est le remplacement du produit défectueux. Le résumé des performances cliniques et de sécurité (SSCP) peut être récupéré à partir de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED) à l'adresse suivante:

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

CONSIDERATIONS SUR L'ELIMINATION:

Des gants en nitrile neufs et propres doivent être portés.

1) *Enlèvement de l'excédent.*

- Frais (avant prise complète): Retirer à l'aide d'une sonde ou d'une spatule. Il est recommandé de nettoyer immédiatement.

- Pose: A l'aide de ciseaux à ciment, de curettes ou d'excavateurs métalliques à mouvements contrôlés, passer du fil dentaire ciré dans les zones interproximales en tirant vers le bas pour éviter de fracturer les restaurations.

2) *Retrait sous restaurations ou couronnes.*

- Il n'est pas possible de l'enlever sans retirer la restauration; Dans ces cas, la couronne doit être sectionnée avec une fraise carbure/diamant et la dent nettoyée manuellement ou aux ultrasons.

* Dans les deux cas, il est recommandé de protéger les tissus mous, de travailler avec un bon éclairage et d'utiliser une loupe pour identifier les résidus de ciment.

3) Éliminer avec les déchets solides conformément à la réglementation de chaque pays.

CARACTERISTIQUES/REVENDEICATIONS: Les ciments à base d'oxyde de zinc et d'eugénol sont utilisés comme ciments provisoires à court et moyen terme. Les ciments ZOE sont efficaces en clinique à court et moyen terme (renforcés par un durcisseur). Leur principale caractéristique est leur effet sédatif et antibactérien. N'étant pas utilisés comme ciments permanents, ils sont faciles à retirer, mais leur efficacité est limitée dans le temps. Il est donc recommandé de ne pas laisser trop de temps entre les restaurations provisoires et définitives. Il est nécessaire de veiller à l'absence de résidus afin de garantir l'adhérence du matériau de restauration permanent, surtout s'il s'agit de résines photopolymérisables. Pour un bon entretien de la restauration, il est recommandé d'éviter de mordre des objets trop durs afin d'éviter les éclats. Il est également conseillé de modérer la consommation d'aliments riches en pigments comme le café et le vin, de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et d'utiliser une protection dentaire en cas de bruxisme.